

INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DEL TEST

Mantener la prueba en la bolsa de sellado y usar a temperatura ambiente.

Antes de la toma de muestra: toser profundamente 3-5 veces y no comer, beber o fumar en la hora anterior.


1. Acercar el dispositivo de recolección a la boca, apretar y escupir. Deben recogerse aproximadamente 0,5 ml de fluido oral (ver marca), en caso de exceso retirar con la pipeta.



Hacer el test inmediatamente después de recoger la muestra.


2. Añadir buffer al tubo con el fluido recogido.

Poner tapón y mezclar suavemente durante 10 s.



3. Sacar el dispositivo de prueba de la bolsa de papel de aluminio y añadir el número de gotas de la mezcla que indique el fabricante. En algunos test puede ser necesario añadir otro reactivo

Esperar el tiempo estipulado para lectura de resultados




INFORMACIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Tiempo estipulado




Test Positivo




C y T en color

Test Negativo



C en color

Test No Válido



C SIN color

CÓMO PROCEDER EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS

Test Positivo



Existe infección activa de SARS-COV-2



Aislamiento



Contactar con los servicios sanitarios

Test Negativo



Si hay sintomatología



Aislamiento



Contactar con los servicios sanitarios



Si NO hay sintomatología

Mantener medidas de prevención

Test No Válido



Repetir test